

Таблица сравнения лезвий различных производителей, представленных на российском рынке

Diapath	Feather	Thermo	ERMA	LEICA	Назначение
ADVANCE	N35	MB35	PATHO CUTTER HP 35(High Profile)	Leica DB80 HS	Для твердых образцов с повышенной износостойкостью
GOLD	S35; R35	MX35 Premier+; MB35	PATHO CUTTER I	Leica DB80 LX	Для рутинных срезов и твердых образцов
ULTRA	N35HR	MX35 Ultra	PATHO CUTTER R, II	Leica 818, 819	Универсальные и износостойкие
NITRO	A35; S22	MB 22 Premier	PATHO CUTTER 22	N/A	Для тонких срезов и мягкого биопсийного материала
Cryostat blades	C-35	N/A	PATHO CUTTER II	N/A	Для криостатов
НЕТ	№ФСЗ2008/02972	ФСЗ 2008/02972 (стартовый набор)	№ФСЗ2007/00553	ФСЗ 2012/11595	№ регистрационного удостоверения